

TECHNIQUES ET PRODUITS POUR RETIRER LES PANSEMENTS ADHÉSIFS

Dexcom

Ce document est un résumé d'un article publié par des cliniciens qui n'ont aucun lien avec Dexcom. Il repose sur les connaissances et l'expérience clinique des auteurs*. Dexcom n'a pas testé ces solutions et n'est donc pas en mesure de les approuver. Pour des instructions détaillées, étape par étape, sur la façon d'utiliser le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu (SGC), veuillez consulter le guide d'utilisation.

Trouvez-vous difficile et douloureux de retirer le pansement adhésif du capteur? Y a-t-il un résidu de colle sur votre peau? Ces techniques et produits pourront peut-être vous aider. N'oubliez pas que la solution la plus efficace avec une personne peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Vous devrez peut-être essayer plusieurs produits ou solutions avant de pouvoir déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Techniques pour retirer les pansements adhésifs

- Soulever doucement à l'aide de vos ongles la bordure du pansement adhésif et utiliser un des produits mentionnés ci-dessous.^{1,2}
- Lorsque vous retirez le pansement adhésif, utiliser les doigts de votre main opposée pour tendre la peau dans la direction inverse du pansement adhésif.²
- « Technique replier » : Retirer doucement le pansement adhésif en le roulant sur lui-même jusqu'à ce qu'il se détache de la peau.²
- Pansement qui s'étire et malléable. Ces pansements adhésifs qui s'étirent (i.e. IV 3000 ou Tegaderm) sont malléables. Lorsqu'étiré du centre vers l'extérieur, on peut glisser les doigts sous le pansement pour le retirer.²
- Utiliser une lingette de dissolvant d'adhésif en frottant la peau sous le pansement tout en le retirant délicatement. Ce produit aide l'adhésif à se dissoudre et peut aider à réduire la douleur lors du retrait.¹

Dissolvants pour adhésif et description

Produits	Description
Lingette de dissolvant d'adhésif Uni-solve (Smith & Nephew)	• Format lingette et liquide
Lingette de dissolvant d'adhésif AllKare (ConvaTec Inc)	• Format lingette
Lingette de dissolvant d'adhésif TacAway (Torbot)	• Format lingette • Produit associé à Skin Tac
Dissolvant d'adhésif Detachol (Eloquest)	• Sans latex, sans alcool • Format liquide 15ml • Produit associé à Mastisol
Huiles ménagères ^a - Huile de bébé, huile de noix de coco, huile d'olive	• Multifonctionnelle et économique

* Ce document est inspiré de : Messer L., & Beatson C., Preserving Skin Integrity with Chronic Diabetes Technology & Therapeutics Volume 20, Supplement 2, 2018.

1. Chase HP, Messer L: Understanding Insulin Pumps and Continuous Glucose Monitors. 3rd ed. Denver: Children's Diabetes Research Foundation, 2016.

2. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M: Medical adhesives and patient safety: State of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365-380; quiz E361-E362.

a Utilisé au sein de l'établissement ou dans le cadre de commentaires publics, d'articles en ligne, de blogs sur le diabète, de médias sociaux, etc.

Si vous n'utilisez pas le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu et ses composants conformément aux indications d'utilisation fournies avec votre appareil et disponibles à l'adresse <https://www.dexcom.com/fr-CA/safety-information> et si vous ne tenez pas compte de toutes les indications, contre-indications, avertissements, précautions et mises en garde décrites dans ces indications d'utilisation, des épisodes d'hypoglycémie (taux de glucose bas) ou d'hyperglycémie (taux de glucose haut) graves pourraient ne pas être détectés, et vous pourriez alors prendre des décisions thérapeutiques susceptibles d'être préjudiciables. Si les alertes et les résultats de glucose du système G6 ne correspondent pas aux symptômes, effectuez un test à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique. Au besoin, y compris en cas d'urgence médicale, consultez un médecin.

Dexcom Canada, Co.

501 - 4445 Lougheed Highway Burnaby, BC V5C 0E4

Ventes et service à la clientèle : 1-844-832-1810 | Soutien technique : 1-844-832-1809 | Équipe de SOINS Dexcom : 1-844-832-1811 | www.dexcom.com

© 2020 Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL018824 Rev001