

Dexcom CLARITY®

Le logiciel Dexcom CLARITY saisit vos données de SGC pour vous permettre de visualiser les tendances, les modèles et les statistiques de votre taux de glucose, en tout temps, partout. Téléchargez les données sur votre taux de glucose à partir de votre récepteur de SGC Dexcom ou par transmission automatique avec le système G5 Mobile. Vous pouvez transmettre vos rapports de données avec clinique de la manière qui est le plus efficace dans votre situation.



Accès à Dexcom CLARITY sur Internet

- 1** Entrez **clarity.dexcom.eu** dans votre logiciel de navigation.
- 2** Cliquez sur **Dexcom CLARITY® pour les utilisateurs à domicile.**
- 3** Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour l'un de ces comptes : Compte Dexcom, application Dexcom G5® Mobile ou Dexcom CLARITY.
- 4** Si vous ne détenez aucun compte Dexcom : **Cliquez sur Créer un compte Dexcom** et remplissez le formulaire d'inscription. Cliquez sur **Inscription.**

Une fois la connexion dans CLARITY établie, cliquez sur Aide au haut de la page pour lire le Guide d'utilisation et en apprendre davantage concernant les caractéristiques de CLARITY.

Pour obtenir de l'aide ou du soutien pour utiliser le logiciel CLARITY®, appelez l'Équipe de soutien technique, au 1 844 832 1809.

Pour connaître la configuration requise pour l'ordinateur et Internet, allez à www.dexcom.com/clarity-requirements.



Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequoia Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1 858.200.0200
www.dexcom.com

Dexcom Canada, Inc.
501 - 4445 Lougheed Highway
Burnaby, BC V5C 0E4 Canada
Ventes : 1-844-832-1810
Soutien technique : 1-844-832-1809

Utilisation prévue/Énoncé sur la sécurité

Le logiciel Dexcom Clarity® en ligne est destiné aux utilisateurs à domicile et aux professionnels de la santé. Il permet d'aider les personnes atteintes de diabète à examiner, analyser et évaluer les données historiques relatives à la SGC pour une prise en charge efficace du diabète. Il est conçu pour être utilisé comme accessoire avec les appareils de SGC Dexcom dotés de capacités d'interface de données. Mise en garde : Le logiciel ne donne pas d'avis médical et ne doit pas être utilisé à cette fin. Les utilisateurs à domicile doivent consulter un professionnel de santé avant de procéder à toute interprétation médicale et tout ajustement de traitement à partir des informations fournies par le logiciel. Mise en garde : Les professionnels de la santé doivent utiliser les informations fournies par le logiciel en conjonction avec les autres informations cliniques à leur disposition.

Dexcom, Dexcom CLARITY® et le système de SGC Dexcom G5® Mobile sont des marques déposées ou des marques de commerce de Dexcom, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits ou de sociétés pouvant figurer dans cette publication sont des appellations commerciales, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.