



VAROVÁNÍ: Tento software neposkytuje lékařské rady a nelze na něj v tomto ohledu spoléhat. Bez porady s poskytovatelem zdravotní péče svůj léčebný program nijak zásadně neměňte.

Dexcom Studio je jednoduchý doplňkový softwarový program, který slouží k převodu dat o glukóze uložených na vašem systému Dexcom CGM do počítače. Informace o glukóze může na jeden počítač s programem Dexcom Studio převádět více uživatelů zařízení Dexcom.

# Dexcom Studio™

[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)

## Dexcom®

**Máte-li jakékoli dotazy, nahlédněte do souboru nápovědy k programu Dexcom Studio na adrese:**

[dexcom.com](http://dexcom.com)

## Dexcom®



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA  
+1 858 200 0200  
[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)  
Mimo USA: Obratťte se na místního prodejce.



MediTech Strategic Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129  
NL – 6291 EN Vaals  
Tel.: +31 43 306 3320  
Fax: +31 43 306 3338



Dexcom a Dexcom Studio jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Dexcom, Inc., v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů či společností uvedené v této publikaci jsou obchodními názvy, ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.



## Dexcom Studio

### Minimální systémové požadavky:

**Kompletní systémové požadavky naleznete v souboru nápovědy k softwaru Dexcom Studio na stránkách [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com):**

- Minimální rozlišení displeje obrazovky 1 024 x 768. Pokud aktivujete funkce softwaru, které vyžadují vyšší rozlišení, například zobrazení s většími písmy, může být zapotřebí vyšší rozlišení.
- Software vyžaduje ke správnému zobrazení uživatelského rozhraní 32bitové barvy.
- 1 GHz procesor Pentium nebo podobný.
- 300 MB volné paměti RAM.
- 50 MB volného místa na pevném disku na jednoho pacienta.
- Myš.
- Port USB 2.0 k připojení přijímače pro potřeby stahování dat.
- Jednotka CD-ROM (pokud bude software instalován z disku CD). Software lze rovněž instalovat pomocí souborů stažených z webu.
- Rozhraní Microsoft® .NET Framework 4.0. Pokud ještě nemáte rozhraní Microsoft® .NET Framework 4.0 v počítači nainstalované, můžete je nainstalovat z instalačního balíčku softwaru. Před instalací rozhraní Microsoft® .NET Framework 4.0 je nutné:
  - mít nainstalovaný software Windows Installer 3.1 nebo novější,
  - mít 850 MB volné paměti na pevném disku (2 GB v 64bitovém operačním systému),
  - nainstalovat všechny nejnovější aktualizace Service Pack a důležité aktualizace týkající se vašeho operačního systému. Ty zahrnují aktualizaci KB959209 (řeší potíže s kompatibilitou aplikací) a aktualizaci KB967190 (řeší potíže s přidružením souboru dokumentu XPS, pokud používáte 64bitové systémy Windows Vista® nebo Windows Server 2008).

**Software Dexcom Studio vyžaduje, aby měl uživatel následující přístupová práva k instalaci a spuštění softwaru:**

- Práva správce k instalaci softwarového ovladače Dexcom USB/COM (přijímač Dexcom).

---

**POZNÁMKA: Společnost Dexcom neposkytuje informace o řešení potíží s kompatibilitou v systémech Mac.**

---

### Základní pokyny pro instalaci:

1. Do počítače vložte disk CD s programem Dexcom Studio nebo si program Dexcom Studio stáhněte z webové stránky Dexcom na adrese [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). Klepněte na tlačítko „Download Now“ (Stáhnout).
2. Zobrazí se dialogové okno s pokyny.
3. Pokud jej neuložíte na jiné místo, lze program Dexcom Studio nalézt ve startovní nabídce pod položkou Všechny programy\Dexcom\Dexcom Studio.

Pokud používáte disk CD s programem Dexcom Studio a dialogové okno se nezobrazí, postupujte podle následujících pokynů:

1. Vložte disk CD s programem Dexcom Studio do počítače.
2. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu „Tento počítač“.
3. Poklepejte na ikonu jednotky CD.
4. Zobrazí se dialogové okno. Postupujte podle zde uvedených pokynů.
5. Pokud jej neuložíte na jiné místo, lze program Dexcom Studio nalézt ve startovní nabídce pod položkou Všechny programy\Dexcom\Dexcom Studio.

Pokud nemáte jednotku CD-ROM, můžete si software stáhnout ze stránky Produkty na webových stránkách společnosti Dexcom na adrese <http://www.dexcom.com>. Instalační program (setup.exe) můžete spustit z webové stránky nebo uložit v počítači, odkud jej můžete spustit kdykoli bez nutnosti připojení k Internetu.