



VAROITUS: Tämä ohjelmisto ei anna lääketieteellisiä neuvoja eikä muutoksia hoito-ohjelmaasi keskuslääkäriltäsi terveydenhoitajasi kanssa. siihen saa luottaa sellaista tarkoitusta varten. Älä tee perustavanlaatuisia

Dexcom Studio on helpokäyttöinen varusteohjelmisto, joka siirtää Dexcom CGM -järjestelmään tallennetun datan tietokoneelle (PC). Useat Dexcom-käyttäjät voivat siirtää glukositeitonsa yhdelle tietokoneelle Dexcom Studio avulla.

Dexcom Studio™

www.dexcom.com

Dexcom®

Jos sinulla on kysyttävää, katso Dexcom Studion ohjetiedostoa osoitteesta:
dexcom.com

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Puh. +31.43.306.3320
Faksi +31.43.306.3338



Dexcom ja Dexcom Studio ovat Dexcom, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä julkaisussa mahdollisesti mainitut tuotteiden tai yritysten nimet ovat vastaavien omistajiensa kauppaja- ja tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Dexcom Studio

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset:

Lue Dexcom Studion ohjetiedosto osoitteesta www.dexcom.com nähdäksesi kaikki järjestelmävaatimukset:

- Näytön vähimmäistarkkuus 1024 x 768. Suurempi tarkkuus saattaa olla tarpeen, jos aktivoit ohjelmistovalintoja, jotka edellyttävät parempaa tarkkuutta, kuten isomman fonttikoon.
- Ohjelmisto edellyttää 32-bittisen värin, jotta käyttöliittymä näkyy kunnolla
- 1 GHz:n Pentium-prosessori tai vastaava
- 300 Mt vapaata RAM-muistia
- 50 Mt vapaata kovalevytilaa yhdelle potilaalle
- Hiiri
- USB 2.0 -portti vastaanottimen liittämiseksi datan latausta varten
- CD-ROM-asema (jos ohjelmisto asennetaan CD-levyltä). Ohjelmisto voidaan myös asentaa lataamalla webistä
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Jos tietokoneeseesi ei ole vielä asennettu Microsoft® .NET Framework 4.0 -ohjelmaa, sen saa ohjelmistoasennuksen osana. Ennen Microsoft® .NET Framework 4.0:n asennusta täytyy:
 - asentaa Windows Installer 3.1 tai uudempi
 - olla 850 Mt vapaata kovalevytilaa (2 Gt 64 bitin KJ:ssä)
 - asentaa uusimmat käyttöjärjestelmää koskevat Service Packit (SP:t) ja kriittiset päivitykset. Näihin sisältyy päivitys KB959209 (sovelluksen yhteensopivuusongelmien ratkaisemiseksi) ja päivitys KB967190 (XPS-dokumenttien tiedostokytentäongelman ratkaisemiseksi, jos käytät Windows Vista®- tai 64-bittistä Windows Server 2008 -järjestelmää).

Dexcom Studio -ohjelmisto edellyttää käyttäjältä seuraavat ohjelmiston asennus- ja suoritusoikeudet:

- Järjestelmänvalvojan oikeudet Dexcom USB/COM (Dexcom-vastaanotin) -ohjelmistoajurin asentamiseksi

HUOMAUTUS: Dexcom ei anna Macin yhteensopivuusongelmista johtuvaa vianmääritysapua.

Perusasennus:

1. Lataa Dexcom Studio -CD tietokoneeseen tai lataa Dexcom Studio Dexcomin sivustolta www.dexcom.com. Napsauta "Lataa nyt" -painiketta.
2. Esiin pitäisi tulla valintaikkuna, joka antaa jatko-ohjeita.
3. Ellei Dexcom Studiota tallenneta muualle, se löytyy Käynnistä-valikon kohdasta Kaikki ohjelmat\Dexcom\Dexcom Studio.

Jos valintaikkunaa ei tule esiin ja käytät Dexcom Studio -CD-levyä, noudata näitä ohjeita:

1. Lataa Dexcom Studio -CD tietokoneeseesi.
2. Avaa PC:n työpöydältä "Oma tietokone".
3. Kaksoisnapsauta CD-asemaa.
4. Esiin pitäisi tulla valintaikkuna, joka antaa jatko-ohjeita.
5. Ellei Dexcom Studiota tallenneta muualle, se löytyy Käynnistä-valikon kohdasta Kaikki ohjelmat\Dexcom\Dexcom Studio.

Jos sinulla ei ole CD-ROM-asemaa, ohjelmiston saa ladata Dexcomin sivuston (<http://www.dexcom.com>) Products (Tuotteet) -sivulta. Voit suorittaa asennusohjelman (setup.exe) sivustolta tai tallentaa sen tietokoneellesi, josta voit suorittaa sen myöhemmin, kunhan internet-yhteys on yhä käytettävissä.