



OSTRZEŻENIE: To oprogramowanie nie jest środkiem zapewniania opieki medycznej i nie powinno być wykorzystywane w tym celu. Nie wolno zmieniać planu leczenia bez wcześniejszego skonsultowania się z lekarzem.

Dexcom Studio to łatwy w obsłudze program dodatkowy umożliwiający przesyłanie zapisanych danych dotyczących poziomu glukozy z systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom do komputera osobistego (PC). Za pomocą programu Dexcom Studio wielu użytkowników może przesyłać swoje informacje dotyczące poziomu glukozy do jednego komputera.

Dexcom Studio™

www.dexcom.com

Dexcom®

W razie pytań prosimy o zapoznanie się z plikiem pomocy programu Dexcom Studio, który jest dostępny pod adresem:

dexcom.com

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Poza USA: Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tel. +31.43.306.3320
Faks +31.43.306.3338



Dexcom i Dexcom Studio to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Dexcom, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub firm, których nazwy zamieszczono w tej publikacji to nazwy handlowe, znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należące do ich właścicieli.



Dexcom Studio

Minimalne wymagania systemowe:

Pełne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć w pliku pomocy programu Dexcom Studio na stronie www.dexcom.com:

- Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768. Większa rozdzielczość może być wymagana, gdy aktywne są wymagające tego opcje oprogramowania, np. większa czcionka.
- Do prawidłowego wyświetlania interfejsu użytkownika oprogramowania wymagana jest 32-bitowa paleta kolorów.
- Procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik.
- 300 MB wolnej pamięci RAM.
- 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla każdego pacjenta.
- Mysz.
- Gniazdo USB 2.0 umożliwiające podłączenie odbiornika do pobierania danych.
- Napęd CD-ROM (jeśli oprogramowanie będzie instalowane z dysku CD). Oprogramowanie można również zainstalować, pobierając odpowiedni plik ze strony internetowej.
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Jeśli oprogramowanie Microsoft® .NET Framework 4.0 nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze użytkownika, zostanie ono zainstalowane wraz z resztą oprogramowania. Przed instalacją oprogramowania Microsoft® .NET Framework 4.0 należy:
 - Upewnić się, że na komputerze zainstalowany jest Instalator Windows w wersji 3.1 lub nowszej.
 - Upewnić się, że na dysku twardym jest 850 MB wolnego miejsca (2 GB dla 64-bitowych systemów operacyjnych).
 - Zainstalować wszystkie najnowsze pakiety Service Pack (SP) i najważniejsze aktualizacje używanego systemu operacyjnego. Są to m.in.: aktualizacja KB959209 (dotycząca problemów z kompatybilnością aplikacji) i aktualizacja KB967190 (dotycząca problemu ze skojarzeniem plików dokumentów XPS dla 64-bitowych systemów Windows Vista® i Windows Server 2008).

Aby zainstalować i uruchomić oprogramowanie Dexcom Studio, użytkownik musi posiadać następujące uprawnienia dostępu:

- Uprawnienia administratora, aby zainstalować sterownik Dexcom USB/COM (odbiornik Dexcom).

UWAGA: Firma Dexcom nie zapewnia wsparcia w przypadku problemów z kompatybilnością komputerów Mac.

Podstawowe informacje na temat instalacji:

1. Umieść dysk CD z programem Dexcom Studio w napędzie komputera lub pobierz program Dexcom Studio ze strony internetowej firmy Dexcom dostępnej pod adresem www.dexcom.com. Kliknij przycisk „Download Now” (Pobierz teraz).
2. Powinno się pojawić okno dialogowe. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w nim instrukcjami.
3. Jeśli program Dexcom Studio nie został zapisany w innej lokalizacji, jest dostępny w menu Start w folderze Wszystkie programy\Dexcom\Dexcom Studio.

Jeśli nie zostanie wyświetlone okno dialogowe i używany jest dysk CD z programem Dexcom Studio, wykonaj następujące czynności:

1. Umieść dysk CD z programem Dexcom Studio w napędzie komputera.
2. Otwórz folder „Mój komputer” znajdujący się na pulpicie komputera.
3. Kliknij dwukrotnie napęd CD.
4. Powinno się pojawić okno dialogowe. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w nim instrukcjami.
5. Jeśli program Dexcom Studio nie został zapisany w innej lokalizacji, jest dostępny w menu Start w folderze Wszystkie programy\Dexcom\Dexcom Studio.

W przypadku braku napędu CD-ROM oprogramowanie można również pobrać z podstrony Products (Produkty) na stronie internetowej <http://www.dexcom.com>. Program instalacyjny (setup.exe) można uruchomić bezpośrednio ze strony internetowej lub zapisać go na komputerze i uruchomić go w dowolnym momencie, o ile nadal dostępne będzie połączenie internetowe.