



ADVERTÊNCIA: Este software não fornece qualquer orientação médica e não deve ser consultado para este fim. Não faça alterações importantes no seu programa de tratamento sem consultar o seu profissional de saúde.

O Dexcom Studio é um software acessório, fácil de utilizar, que transfere os dados de glicose armazenados no Sistema GCM Dexcom para um computador pessoal (PC). Múltiplos usuários do Dexcom podem transferir suas informações de glicose para um PC com o Dexcom Studio.

Dexcom Studio™

www.dexcom.com

Dexcom®

Se tiver dúvidas, consulte o arquivo de ajuda do Dexcom Studio em:
dexcom.com

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 EUA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Fora dos E.U.A.: Entre em contato
com seu distribuidor local



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL- 6291 EN Vaals
Tel. +31.43.306.3320
Fax: +31.43.306.3338



Dexcom e Dexcom Studio são marcas registradas ou comerciais da Dexcom, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Todos os outros produtos ou nomes de empresas que possam vir a ser mencionados nesta publicação são nomes comerciais, marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.



Dexcom Studio

Requisitos mínimos do sistema:

Leia o arquivo de ajuda do Dexcom Studio em www.dexcom.com para obter os requisitos completos do sistema:

- Resolução mínima do monitor de 1024 x 768. Poderá ser necessário utilizar uma resolução maior, dependendo das opções selecionadas no software, por exemplo, tamanho de fonte maior.
- O software exige cor de 32 bits para a exibição adequada da interface do usuário
- Processador Pentium de 1 GHz ou equivalente
- 300 MB de memória RAM livre
- 50 MB de espaço livre no disco rígido para um único paciente
- Mouse
- Porta USB 2.0 para conectar o receptor para download de dados
- Leitor de CD-ROM (se o software for instalado a partir do CD). O software também pode ser instalado por download via web
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Se ainda não possuir o Microsoft® .NET Framework 4.0 instalado em seu PC, uma cópia está disponível como parte do processo de instalação do software. Antes de instalar o Microsoft® .NET Framework 4.0, você deve:
 - ter o Windows Installer 3.1 ou mais recente instalado
 - ter 850 MB de espaço livre em disco rígido (2 GB para sistemas operacionais de 64 bits)
 - instalar os Service Packs (SPs) e as atualizações críticas mais recentes aplicáveis ao seu sistema operacional. Isso inclui a atualização KB959209 (que trata de problemas de compatibilidade do aplicativo) e a atualização KB967190 (para tratar de um problema de associação de arquivo de documento XPS, se estiver utilizando os sistemas Windows Vista® ou o Windows Server 2008 de 64 bits).

O software Dexcom Studio exige que o usuário possua os seguintes direitos de acesso para instalar e executar o programa:

- Direitos de administrador para instalação do driver de software Dexcom USB/COM (receptor Dexcom)

OBSERVAÇÃO: A Dexcom não oferece resolução de problemas para questões de compatibilidade com o Mac.

Instalação:

1. Carregue o CD do Dexcom Studio no seu PC ou faça o download do Dexcom Studio a partir do website da Dexcom em www.dexcom.com. Clique no botão "Download Now (Fazer o Download)".
2. Uma caixa de diálogo deve ser exibida e fornecer as instruções a serem seguidas.
3. A menos que tenha sido salvo em outro local, o Dexcom Studio pode ser encontrado no seu Menu Iniciar em Todos os Programas\Dexcom\Dexcom Studio.

Se a caixa de diálogo não aparecer e você estiver utilizando o CD do Dexcom Studio, siga estas instruções:

1. Carregue o CD do Dexcom Studio no seu PC.
2. Abra "Meu computador" na área de trabalho do seu PC.
3. Clique duas vezes na unidade de CD.
4. Uma caixa de diálogo deve ser exibida e fornecer as instruções a serem seguidas.
5. A menos que tenha sido salvo em outro local, o Dexcom Studio pode ser encontrado no seu Menu Iniciar em Todos os Programas\Dexcom\Dexcom Studio.

Caso você não possua uma unidade de CD-ROM, pode também fazer o download do software a partir da página Products (Produtos) no site web da Dexcom em <http://www.dexcom.com>. Você tem a opção de executar o programa de instalação (setup.exe) a partir do site web ou então salvar o programa de instalação em seu computador, onde você pode executá-lo em outro momento, desde que você ainda tenha uma conexão à Internet.