



ADVERTENCIA: Este software no proporciona consejo médico de ningún tipo y no debe utilizarse con ese fin. No modifique de manera sustancial su programa de tratamiento sin consultar previamente a su proveedor de atención médica.

Dexcom Studio es un programa de software fácil de usar que transfiera a una computadora personal (PC) los datos de glucosa almacenados en su Sistema de GGM Dexcom. Mediante Dexcom Studio, varios usuarios de Dexcom pueden transferir su información de glucosa a una PC.

Dexcom Studio™

www.dexcom.com

Dexcom®

Si tiene alguna pregunta, consulte el Archivo de ayuda de Dexcom Studio en:

dexcom.com

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 EE. UU.
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Fuera de EE. UU.: póngase en contacto con el distribuidor local



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tel. +31.43.306.3320
Fax. +31.43.306.3338



Dexcom y Dexcom Studio son marcas registradas o marcas comerciales de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos u otros países. Todos los demás nombres de productos y empresas que se mencionen en esta publicación son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.





Dexcom Studio

Requisitos mínimos del sistema:

Lea el Archivo de ayuda de Dexcom Studio en www.dexcom.com para conocer todos los requisitos del sistema:

- Resolución de pantalla mínima de 1024 x 768. Es posible que sea necesaria una resolución mayor si activa las opciones de software que la requieran; por ejemplo, un tamaño de letra grande.
- El software requiere color de 32 bits para exhibir correctamente la interfaz del usuario
- 1 Procesador Pentium de 1 GHz o equivalente
- 300 MB de memoria RAM libres
- 50 MB de espacio libre en disco duro para un solo paciente
- Ratón
- Puerto USB 2.0 para conectar el receptor de las descargas de datos
- Lector de CD-ROM (si el software se instalará desde un CD). El software también puede instalarse a través de una descarga por Internet
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Si aún no tiene instalado Microsoft® .NET Framework 4.0 en su PC, hay una copia disponible como parte de la instalación del software. Antes de instalar Microsoft® .NET Framework 4.0, debe:
 - tener instalado Windows Installer 3.1 o superior
 - tener 850 MB de espacio libre en el disco duro (2 GB en el SO de 64 bits)
 - instalar todos los últimos Paquetes de servicio (SP, por su sigla en inglés) y las actualizaciones más importantes que correspondan a su sistema operativo. Esto incluye la actualización KB959209 (para abordar problemas de compatibilidad de aplicaciones) y la actualización KB967190 (para abordar un problema de asociación de archivos de documentos XPS si utiliza sistemas con Windows Vista® o Windows Server 2008 de 64 bits).

El software Dexcom Studio requiere que el usuario posea los siguientes derechos de acceso para instalar y ejecutar el software:

- Derechos de administrador para instalar el controlador de software Dexcom USB/COM (receptor Dexcom)

NOTA: Dexcom no ofrece procedimientos para solucionar problemas de compatibilidad con Mac.

Pasos básicos de instalación:

1. Cargue el CD de Dexcom Studio en su PC o descargue Dexcom Studio desde el sitio web de Dexcom: www.dexcom.com. Haga clic en el botón "Download Now" (Descargar ahora).
2. Aparecerá un cuadro de diálogo con las instrucciones a seguir.
3. A menos que lo haya guardado en otra ubicación, encontrará Dexcom Studio en el menú Inicio, en All Programs\Dexcom\Dexcom Studio (Todos los programas\Dexcom\Dexcom Studio).

Si no aparece un cuadro de diálogo y está utilizando un CD de Dexcom Studio, siga estas instrucciones:

1. Cargue el CD de Dexcom Studio en su PC.
2. Abra "Mi PC" desde el escritorio de su PC.
3. Haga doble clic en la unidad de CD.
4. Aparecerá un cuadro de diálogo con las instrucciones a seguir.
5. A menos que lo haya guardado en otra ubicación, encontrará Dexcom Studio en el menú Inicio, en All Programs\Dexcom\Dexcom Studio (Todos los programas\Dexcom\Dexcom Studio)

Si no tiene una unidad de CD-ROM, también puede descargar el software de la página de Productos del sitio web de Dexcom, en <http://www.dexcom.com>. Tiene la opción de ejecutar el programa de instalación (setup.exe) desde el sitio web o guardar el programa de instalación en su PC, en donde podrá ejecutarlo en cualquier otro momento (siempre y cuando se encuentre todavía conectado a Internet).