



VARNING! Denna programvara ger inte medicinska råd och kan inte användas i detta syfte. Gör inga grundläggande ändringar i ditt behandlingsprogram utan att först diskutera det med din läkare.

Dexcom Studio är ett lättanvänt hjälpprogram som överför lagrade glukosdata från ditt Dexcom CGM-system till en persondator. Flera Dexcom-användare kan överföra sin glukosinformation till en dator med hjälp av Dexcom Studio.

Dexcom Studio™

www.dexcom.com

Dexcom®

Om du har frågor, läs i Dexcom Studios Help File (hjälpfil) på:
dexcom.com

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
www.dexcom.com
Utanför USA: Kontakta din lokala återförsäljare



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL-6291 EN Vaals
Tfn: +31-43-306-3320
Fax: +31-43-306-3338



Dexcom och Dexcom Studio är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra produkt- eller företagsnamn som eventuellt nämns i denna publikation är varunamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.





Dexcom Studio

Minsta systemkrav:

Läs Dexcom Studios Help File (hjälpfil) på www.dexcom.com för fullständiga systemkrav:

- Skärmupplösning på minst 1024 x 768. Högre upplösning kan vara nödvändig om du aktiverar programvarufunktioner som kräver högre upplösning, t.ex. större teckenstorlek.
- Programvaran kräver 32-bitars färg för att visa användargränssnittet på rätt sätt
- 1 Ghz Pentium-processor eller motsvarande
- 300 MB ledigt internminne
- 50 MB ledigt hårddiskutrymme för en patient.
- Mus
- USB 2.0-port för anslutning av mottagare för nedladdning av data
- CD-ROM-enhet (om programvaran installeras från en CD). Programvaran kan även installeras via nedladdning från webben.
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Om du inte redan har installerat Microsoft® .NET Framework 4.0 på datorn finns det en kopia tillgänglig som en del av programvaruinstallationen. Innan du installerar Microsoft® .NET Framework 4.0, måste du:
 - ha Windows Installer 3.1 eller senare installerad
 - ha 850 MB fritt hårddiskutrymme (2 GB på 64-bitars operativsystem)
 - installera senaste SP (Service Pack) och kritiska uppdateringar som gäller ditt operativsystem. Detta inkluderar uppdateringen KB959209 (som avser kompatibilitetsproblem beträffande program) och uppdateringen KB967190 (som avser ett problem med associerade XPS-dokumentfiler om du använder Windows Vista® eller Windows Server 2008 på 64-bitars system).

Dexcom Studio-programmet kräver att användaren har följande åtkomsträttigheter för att installera och köra programmet:

- Administratörsbehörighet att installera drivrutinen för Dexcom USB/COM (Dexcom-mottagare)

OBS! Dexcom erbjuder inte felsökning för Mac-kompatibilitetsproblem.

Grundläggande installation:

1. Sätt Dexcom Studio CD:n i din dator eller ladda ner Dexcom Studio från Dexcoms webbplats på www.dexcom.com. Klicka på knappen "Download Now" (ladda ner nu).
2. En dialogruta bör visas med anvisningar.
3. Om du inte sparar programmet på en annan plats så finner du Dexcom Studio i startmenyn under Alla program\Dexcom\Dexcom Studio.

Om en dialogruta inte visas och du använder en Dexcom Studio CD, ska du göra följande:

1. Sätt Dexcom Studio CD:n i din dator.
2. Öppna "Min dator" från datorns skrivbord.
3. Dubbelklicka på CD-enheten.
4. En dialogruta bör visas med anvisningar.
5. Om du inte sparar programmet på en annan plats så finner du Dexcom Studio i startmenyn under Alla program\Dexcom\Dexcom Studio.

Om du inte har en CD-ROM-enhet kan du även ladda ner programvaran från sidan Products på Dexcoms webbplats: <http://www.dexcom.com>. Du kan även köra installationsprogrammet (setup.exe) från webbplatsen eller spara installationsprogrammet på din dator varifrån du kan köra det senare, förutsatt att du fortfarande har en internetanslutning.