



ADVARSEL: Dette program indeholder ikke lægning og kan ikke anvendes dertil. Du må ikke foretage grundlæggende ændringer i dit behandlingsprogram uden at tale med en læge.

Dexcom Studio er et brugervenligt softwareprogram til at sende gemte glukosedata fra dit Dexcom CGM System til en personlig computer (PC). Flere Dexcom-brugere kan sende deres glukoseinformation til samme PC med Dexcom Studio.

Dexcom Studio™

www.dexcom.com

Dexcom®

Har du spørgsmål, henviser vi til Dexcom Studio Help File:
dexcom.com

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Udenfor US: Kontakt lokal forhandler



MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tel. +31.43.306.3320
Fax. +31.43.306.3338



Dexcom og Dexcom Studio er enten registrerede varemærker eller varemærker ejet af Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre produkt- eller firmanavne i nærværende er varemærker, handelsmærker eller registrerede varemærker ejet af deres relevante ejere.





Dexcom Studio

Minimumssystemkrav:

Du bedes læse Dexcom Studio Help File på www.dexcom.com for alle systemkrav:

- Minimumsskærmløsning er 1024 x 768. Højere opløsning kan være nødvendig, hvis du aktiverer softwarevalg, der stiller krav om højere opløsning, fx større skrifttypestørrelse.
- Programmet kræver 32 bit farve for korrekt visning af brugerinterface
- 1 GHz Pentium processor eller tilsvarende
- 300 MB ledig RAM
- 50 MB ledig harddisk for hver enkelt patient
- Mus
- USB 2.0 port for at tilslutte modtager af datadownloads
- CD-ROM-reader (hvis programmet installeres via cd). Programmet kan også installeres som online download
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Har du ikke allerede Microsoft® .NET Framework 4.0 installeret på din PC, findes der en kopi sammen med softwareinstallationen. Inden du installerer Microsoft® .NET Framework 4.0, skal du:
 - have Windows Installer 3.1 eller senere installeret
 - have 850 MB ledig plads på harddisken (2GB og 64bit OS)
 - installere alle seneste servicepakker (SPs) og kritiske opdateringer for dit styresystem. Det omfatter opdateringen KB959209 (for programkompatibilitetsproblemer) og opdateringen KB967190 (XPS-dokumentfilassociering, hvis du bruger Windows Vista® eller Windows Server 2008 64-bit-systemer).

Dexcom Studio-programmet kræver, at brugeren har følgende adgangsrettigheder til at installere og køre programmet:

- Administratorrettigheder til at installere softwaredriver Dexcom USB/COM (Dexcom-modtager)

NOTE: Dexcom giver ingen support til løsning af problemer med Mac-kompatibilitet.

Installation:

1. Sæt Dexcom Studio-cd i din pc, eller hent Dexcom Studio fra Dexcoms website på www.dexcom.com. Klik på knappen "Download".
2. Der vises en dialog med anvisninger.
3. Medmindre du gemmer programmet et andet sted, findes Dexcom Studio i menuen Start under Alle programmer\Dexcom\Dexcom Studio.

Hvis der ikke vises en dialog, og du bruger en Dexcom Studio-cd, skal du følge denne vejledning:

1. Sæt Dexcom Studio-cd'en i din pc.
2. Derefter skal du åbne "Min computer" via skrivebordet.
3. Dobbeltklik cd-drevet.
4. Der vises en dialog med anvisninger.
5. Medmindre du gemmer programmet et andet sted, findes Dexcom Studio i menuen Start under Alle Programmer\Dexcom\Dexcom Studio.

Har du ikke et CD-ROM-drev, kan du hente programmet fra produksiden på <http://www.dexcom.com>. Du kan vælge at køre installationsprogrammet (setup.exe) fra webstedet eller gemme installationsprogrammet på din pc, hvor du kan køre det senere, blot du har forbindelse til internettet.