



ADVARSEL: Denne programvaren gir ingen medisinske råd, og man skal ikke basere seg på den for slike formål. Ikke gjør grunnleggende endringer i ditt behandlingsprogram uten å snakke med lege.

Dexcom Studio er en brukervennlig programvare som overfører lagrede glukosedata fra ditt Dexcom CGM-system til en personlig datamaskin (PC). Flere Dexcom-brukere kan overføre sin glukoseinformasjon til PC-en med Dexcom Studio.

# Dexcom Studio™

[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)

## Dexcom®

Hvis du har spørsmål, henvises du til hjelpefilen for Dexcom Studio Help på:  
[dexcom.com](http://dexcom.com)

# Dexcom®



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA  
+1.858.200.0200  
[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)  
Utenfor USA: Kontakt den lokale forhandleren.



MediTech Strategic Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129  
NL - 6291 EN Vaals  
Tlf.: +31.43.306.3320  
Faks: +31.43.306.3338



Dexcom og Dexcom Studio er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre produkt- eller selskapsnavn som måtte være nevnt i denne publikasjonen er varenavn, varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.





## Dexcom Studio

### Minstekrav til systemet:

**Les hjelpefilen for Dexcom Studio på [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com) for fullstendige systemkrav:**

- Minimum skjermopløsning på 1024 x 768. Høyere oppløsning kan være nødvendig hvis du aktiverer programvarevalg som krever høyere oppløsning, som en stor skriftstørrelse.
- Programvaren krever 32-biters farge for å kunne vise brukergrensesnittet riktig
- 1 GHz Pentium prosessor eller tilsvarende
- 300 MB ledig RAM
- 50 MB ledig plass på harddisken for en enkelt pasient
- Mus
- USB 2.0-port for å koble til mottakeren for datanedlasting
- CD-ROM-stasjon (hvis programvaren skal installeres fra en CD). Programvaren kan også installeres via nedlasting fra Internett
- Microsoft® .NET Framework 4.0. Hvis du ikke allerede har Microsoft® .NET Framework 4.0 installert på din PC, er en kopi tilgjengelig som en del av programvareinstallasjonen. Før du installerer Microsoft® .NET Framework 4.0, må du:
  - ha Windows Installer 3.1 eller nyere installert
  - ha 850 MB ledig plass på harddisken (2 GB på 64-biters OS)
  - installere alle de nyeste Service Packs (SP-er) og kritiske oppdateringer som gjelder for ditt operativsystem. Dette omfatter oppdatering KB959209 (som løser problemer med applikasjonens kompatibilitet) og oppdatering KB967190 (som løser et problem med filassosiasjon for XPS dokumenter i Windows Vista® eller Windows Server 2008 64-biters systemer).

**Dexcom Studio-programvaren krever at brukeren har følgende tilgangsrettigheter for å installere og bruke programvaren:**

- Administratorrettigheter for å installere programvaredriver for Dexcom USB/COM (Dexcom mottaker)

---

**MERK: Dexcom har ingen feilsøking for problemer med Mac-kompatibilitet.**

---

### Grunnleggende om installasjon:

1. Last Dexcom Studio CD inn på PC-en eller last ned Dexcom Studio fra nettstedet til Dexcom på [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). Klikk på knappen "Last ned nå".
2. Det skal vises en dialogboks som gir deg retningslinjer.
3. Med mindre du lagrer programvaren et annet sted, kan du finne Dexcom Studio på din startmeny under Alle programmer\Dexcom\Dexcom Studio.

Hvis en dialogboks ikke vises og du bruker en Dexcom Studio CD, følger du disse instruksjonene:

1. Last CD-en med Dexcom Studio inn på PC-en.
2. Åpne "Min datamaskin" fra PC-ens skrivebord.
3. Dobbeltklikk på CD-stasjonen.
4. Det skal vises en dialogboks som gir deg retningslinjer.
5. Med mindre du lagrer programvaren et annet sted, kan du finne Dexcom Studio på din startmeny under Alle programmer\Dexcom\Dexcom Studio.

Hvis du ikke har en CD-ROM-stasjon, kan du også laste ned programvaren fra produksiden på nettstedet til Dexcom på <http://www.dexcom.com>. Du kan kjøre oppsettprogrammet (setup.exe) fra nettstedet, eller lagre oppsettprogrammet på PC-en for å kjøre det senere, så lenge du har en internettforbindelse.