

# US BAG® PARA COLECTA DE SEMEN PORCINO

## US Bag®

### Sus beneficios

- Un único producto desde la colección hasta el envasado
- Preparación rápida e higiénica del vaso colector: el filtro y el interior de la US Bag® se mantienen libres de contaminación
- Procesamiento fácil y eficiente del eyaculado, ya que el semen permanece en la US Bag® durante la dilución y el envasado
- Se elimina la necesidad de esterilizar material
- Mejora sustancial de la higiene en el laboratorio
- Película transparente permite una fácil inspección del eyaculado

### Características técnicas

- Plástico inocuo para el semen
- Filtro de celulosa incorporado a la bolsa
- Línea perforada para desprender el filtro después de su uso
- 100/paquete

**US Bag®, volumen 3,5 l** REF. : 11123/0100

**US Bag®, volumen 5,5 l** REF. : 11123/0550

**US Bag® con dosificador, volumen 3,5 l** REF. : 11123/0200

### Accesorios

**Jarro de colección**, de material aislante,  
boca ancha, volumen 1 l, **azul** REF. : 11123/1000  
boca ancha, volumen 1 l, **blanco** REF. : 11123/2000

**Guante de colección**, extra sensitivo, inocuo al semen, 100/caja  
**Talla M** REF. : 11128/0055  
**Talla L** REF. : 11128/0060  
**Talla XL** REF. : 11128/0065  
**Talla XXL** REF. : 11128/0070

**Guante higiénico**, para protección del guante de colección durante la preparación del verraco, 100/paquete  
REF. : 11128/0100

**Bolsa de colección de semen**, 210 x 300 mm, volumen 1 l,  
100/paquete  
REF. : 11123/3010

**Filtro para semen de verraco**,  
240 mm de diámetro, 200/paquete  
REF. : 11123/3020



Colectión de semen

